

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RUNX3



Numéro de catalogue: 27099-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
27099-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG24339

Numéro d'acquisition GenBank:
BC013362

Identification du gène (NCBI):
864

Nom complet:
runt-related transcription factor 3

MW calculé
44 kDa

MW observés:
45-55 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Espèces citées:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IHC : tissu splénique de souris, tissu d'amygdalite humaine, tissu d'intestin grêle de rat, tissu d'intestin grêle de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiong Guo	32721878	Mol Ther Nucleic Acids	WB
Lei Zhang	37271222	Biochim Biophys Acta Mol Cell Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27099-1-AP (RUNX3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse spleen tissue slide using 27099-1-AP (RUNX3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse spleen tissue slide using 27099-1-AP (RUNX3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).