

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-eNOS



Numéro de catalogue: 27120-1-AP

23 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27120-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25712

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

4846

Nom complet:

nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)

MW observés:

133 kDa, 69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, cellules bEnd.3, tissu rénal de rat, tissu rénal de souris

Informations générales

Endothelial NOS(eNOS), also known as nitric oxide synthase 3(NOS3), has a protective function in the cardiovascular system, which is attributed to NO production. NOS3 has 3 isoforms of 68, 69, 133 kDa. Polymorphisms in NOS3 gene affects the susceptibility to several diseases such as hypertension, preeclampsia, diabetes mellitus, obesity, erectile dysfunction, and migraine.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jingming Zhuang	36161709	Andrology	IHC
Xiaodong Fu	28925510	Clin Exp Pharmacol Physiol	WB
Peng Liu	36071548	J Cell Mol Med	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27120-1-AP (NOS3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.