

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PRTN3



Numéro de catalogue: 27153-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 27153-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC096183	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 5657	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:200-1:800
Hôte: Lapin	Nom complet: proteinase 3	
Isotype: IgG	MW calculé 256 aa, 28 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG25915	MW observés: 28 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu splénique humain, tissu placentaire humain
IHC : tissu splénique humain, tissu d'amygdalite humaine

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human spleen tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27153-1-AP (PRTN3 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 27153-1-AP (PRTN3 antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 27153-1-AP (PRTN3 antibody) at dilution of 1:400 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).