

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DUS2L



Numéro de catalogue: 27184-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

27184-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23831

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006527

Identification du gène (NCBI):

54920

Nom complet:

dihydrouridine synthase 2-like, SMM1

homolog (*S. cerevisiae*)

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000

for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

IP: cellules HepG2,

IHC: tissu hépatique humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Dihydrouridine synthase 2 (DUS2L), is a cytoplasmic protein that catalyzes the conversion of uridine residues to dihydrouridine in the D-loop of tRNA. transfection of DUS2 cDNA into a human lung carcinoma cell line increased dihydrouridine in tRNA, whereas transfection of DUS2 small interfering RNA (siRNA) reduced tRNA-dihydrouridine, confirming that DUS2 has dihydrouridine synthase activity.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

