

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LMBRD1



Numéro de catalogue: 27203-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

27203-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG24478

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010360

Identification du gène (NCBI):

55788

Nom complet:

LMBR1 domain containing 1

MW calculé

540 aa, 61 kDa

MW observés:

47 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu d'intestin grêle de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse small intestine tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27203-1-AP (LMBRD1 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.