

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KIF2A



Numéro de catalogue: 27218-1-AP

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue:

27218-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1100 µg/ml by Nanodrop and 533 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25692

Numéro d'acquisition GenBank:

BC031828

Identification du gène (NCBI):

3796

Nom complet:

kinesin heavy chain member 2A

MW calculé

679 aa, 77 kDa

MW observés:

80 kDa~100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules HeLa

IHC : tissu cérébral de souris,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de **TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



WB result of KIF2A antibody (27218-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-KIF2A transfected HeLa cells.



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27218-1-AP (KIF2A antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 27218-1-AP (KIF2A antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).