

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-JAK1



Numéro de catalogue: 27284-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27284-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25579

Numéro d'acquisition GenBank:

BC132729

Identification du gène (NCBI):

3716

Nom complet:

Janus kinase 1 (a protein tyrosine kinase)

MW calculé

1154 aa, 133 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules Daudi, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules NIH/3T3, cellules RAW 264.7

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yong Jiang	36647631	Eur J Histochem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27284-1-AP (JAK1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.