

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Poliovirus receptor



Numéro de catalogue: 27486-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27486-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG26657

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015542

Identification du gène (NCBI):

5817

Nom complet:

poliovirus receptor

MW calculé

45 kDa

MW observés:

70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HT-1080, cellules A549, cellules HUVEC

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Qi Zhang	36435292	J Nutr Biochem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HT-1080 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27486-1-AP (PVR antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.