

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PEX10



Numéro de catalogue: 27502-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 27502-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC018198	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5192	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:3000
Hôte: Lapin	Nom complet: peroxisomal biogenesis factor 10	
Isotype: IgG	MW calculé: 37 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG26665	MW observés: 37-50 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules MCF-7, cellules MDA-MB-231
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Peroxisome biogenesis factor 10 (PEX10) is involved in the import of peroxisomal matrix proteins, and the mutation of this gene causes 3 subtypes of peroxisome biogenesis disorders, namely Zellweger syndrome (severe), neonatal adrenoleukodystrophy (moderate) and an ataxic form (mild). (PMID: 28320181)

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27502-1-AP (PEX10 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.