

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OPRM1



Numéro de catalogue: 27625-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27625-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG24806

Numéro d'acquisition GenBank:

BC074927

Identification du gène (NCBI):

4988

Nom complet:

opioid receptor, mu 1

MW calculé

45 kDa

MW observés:

65-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat

IHC : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Mu opioid receptor (MOR, also known as MOR1, MOP) is a G protein-coupled receptor that mediates the physiological effects of endogenous opioids as well as the structurally distinct opioid alkaloids including morphine and etorphine (PMID: 9618555). Mu opioid receptor modulates a wide range of physiological functions, particularly involved in the control of pain perception and reward properties (PMID: 30483121). Mu opioid receptor is the principal target of opioid drugs. It is encoded by OPRM1 gene and multiple transcript variants encoding different isoforms have been found. Mu opioid receptor contains sites for N-linked glycosylation. The transcript variants and variations of glycosylation may result in migrating bands of Mu opioid receptor (PMID: 21886594; 11359768).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Neili Xu	31865244	Int Immunopharmacol	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27625-1-AP (OPRM1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 27625-1-AP (OPRM1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 27625-1-AP (OPRM1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).