

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TIAM1



Numéro de catalogue: 27694-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
27694-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 1200 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG26777

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_003253

Identification du gène (NCBI):
7074

Nom complet:
T-cell lymphoma invasion and
metastasis 1

MW calculé:
178 kDa

MW observés:
178 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:2000-1:16000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293T, cellules HCT 116, cellules
Neuro-2a

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27694-1-AP (TIAM1 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.