

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- ABCB4



Numéro de catalogue: 27726-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

27726-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG26840

Numéro d'acquisition GenBank:

BC042531

Identification du gène (NCBI):

5244

Nom complet:

ATP-binding cassette, sub-family B
(MDR/TAP), member 4

MW calculé

1286 aa, 142 kDa

MW observés:

130-140 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:5000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules MCF-7

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27726-1-AP (ABCB4 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.