

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM91A1



Numéro de catalogue: 27738-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
27738-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 350 µg/ml by
Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG26902

Numéro d'acquisition GenBank:
BC030520

Identification du gène (NCBI):
157769

Nom complet:
family with sequence similarity 91,
member A1

MW observés:
94 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 and HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27738-1-AP (FAM91A1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.