

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ASAH2



Numéro de catalogue: 27742-1-AP

Informations de base

| | | |
|--|--|--|
| Numéro de catalogue: 27742-1-AP | Numéro d'acquisition GenBank: BC107105 | Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène |
| Taille: 150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop; | Identification du gène (NCBI): 56624 | Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000 |
| Hôte: Lapin | Nom complet: N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 2 | |
| Isotype: IgG | MW calculé: 780 aa, 86 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG26908 | MW observés: 100-115 kDa | |

Applications

| | |
|---|--|
| Applications testées: WB, ELISA | Contrôles positifs: WB : tissu d'intestin grêle de souris, |
| Spécificité de l'espèce: Humain, souris | |

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse small intestine tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27742-1-AP (ASAH2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.