

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PNPLA7



Numéro de catalogue: 27787-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27787-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG27184

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001098537

Identification du gène (NCBI):

375775

Nom complet:

patatin-like phospholipase domain containing 7

MW calculé

146 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

souris

Informations générales

PNPLA7 (Patatin-like phospholipase domain-containing protein 7), also termed NTE-related 1 (NTE-R1) or NRE, is a member of the PNPLAs family, which is conserved protein in mice, rats and humans. It serves key roles in triglyceride hydrolysis, energy metabolism, lipid droplet (LD), and in regulation of adipocyte differentiation. It is reported that PNPLA7 was down-regulated in HCC through hypermethylation of its promoter, which indicates that PNPLA7 may be a potential biomarker for HCC diagnosis (PMID: 16799181, 27347198).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuki Tamura	34523264	Physiol Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

