

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MED23



Numéro de catalogue: 27850-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
27850-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG27241

Numéro d'acquisition GenBank:
BC060759

Identification du gène (NCBI):
9439

Nom complet:
mediator complex subunit 23

MW calculé
156 kDa

MW observés:
140 kDa, 50 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A375,

Informations générales

MED23 is a component of the Mediator complex, it is a coactivator involved in the regulated transcription of nearly all RNA polymerase II-dependent genes. Mediator functions as a bridge to convey information from gene-specific regulatory proteins to the basal RNA polymerase II transcription machinery. Mediator is recruited to promoters by direct interactions with regulatory proteins and serves as a scaffold for the assembly of a functional pre-initiation complex with RNA polymerase II and the general transcription factors.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xu Wang	34161765	Cell Rep	WB

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A375 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27850-1-AP (MED23 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.