

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDSN



Numéro de catalogue: 27953-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

27953-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG27688

Numéro d'acquisition GenBank:

BC031993

Identification du gène (NCBI):

1041

Nom complet:

corneodesmosin

MW calculé

528 aa, 52 kDa

MW observés:

55-65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cutané de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yosuke Ishitsuka	35024686	JID Innov	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse skin tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27953-1-AP (CDSN antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.