

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DROSHA



Numéro de catalogue: 27958-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 27958-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_001100412	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 29102	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:16000 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: ribonuclease type III, nuclear	
Isotype: IgG	MW calculé: 159 aa	
Immunogen Catalog Number: AG27533	MW observés: 150 kDa	

Applications

Applications testées: IF, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HEK-293T, cellules HeLa IF : cellules U2OS,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

DROSHA, also named as RN3, RNASE3L, P241 and RNASEN, is double-stranded (ds) RNA-specific endoribonuclease that is involved in the initial step of microRNA (miRNA) biogenesis. It is a component of the microprocessor complex that is required to process primary miRNA transcripts (pri-miRNAs) to release precursor miRNA (pre-miRNA) in the nucleus. Within the microprocessor complex, RNASEN/DROSHA cleaves the 3' and 5' strands of a stem-loop in pri-miRNAs (processing center 11 bp from the dsRNA-ssRNA junction) to release hairpin-shaped pre-miRNAs that are subsequently cut by the cytoplasmic DICER to generate mature miRNAs. RNASEN is involved also in pre-rRNA processing. Cleaves double-strand RNA and does not cleave single-strand RNA. And it is involved in the formation of GW bodies. The antibody is specific to DROSHA.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27958-1-AP (DROSHA antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using DROSHA antibody (27958-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using DROSHA antibody (27958-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-phalloidin (red).