

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FBXO30



Numéro de catalogue: 28039-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
28039-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 350 µg/ml by
Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG27791

Numéro d'acquisition GenBank:
BC024326

Identification du gène (NCBI):
84085

Nom complet:
F-box protein 30

MW calculé
745 aa, 82 kDa

MW observés:
90 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:2000-1:10000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:
WB : cellules HeLa, cellules A549

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28039-1-AP (FBXO 30 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.