

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UQCC



Numéro de catalogue: 28114-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

28114-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG27123

Numéro d'acquisition GenBank:

BC105791

Identification du gène (NCBI):

55245

Nom complet:

ubiquinol-cytochrome c reductase complex chaperone

MW calculé

299 aa, 35 kDa


MW observés:

21-27 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28114-1-AP (UQCC antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.