

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DLGAP1



Numéro de catalogue: 28124-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 28124-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC070175	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 9229	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000
Hôte: Lapin	Nom complet: discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 543 aa, 60 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG27182	MW observés: 110-130 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat, tissu de cervelet de rat
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28124-1-AP (DLGAP1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.