

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CENPE



Numéro de catalogue: 28142-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

28142-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG27230

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001286734

Identification du gène (NCBI):

1062

Nom complet:

centromere protein E, 312kDa

MW calculé

316 kDa

MW observés:

300-316 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xishan Li	32509165	Am J Transl Res	WB
Zhen-Yu She	35680098	Biochim Biophys Acta Mol Cell Res	WB
Xueqiang Zhu	30716092	PLoS One	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells lysate were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28142-1-AP (CENPE antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.