

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Flotillin 2



Numéro de catalogue: 28208-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
28208-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG28308

Numéro d'acquisition GenBank:
BC017292

Identification du gène (NCBI):
2319

Nom complet:
flotillin 2

MW calculé
379 aa, 42 kDa

MW observés:
48 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Demandes citées:
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A375, cellules A549, cellules HEK-293, cellules HeLa

IHC : tissu de cancer du sein humain,

Informations générales

Flotillins are membrane-associated proteins that contain two homologous isoforms, flotillin 1 (FLOT1) and flotillin 2 (FLOT2). They are highly conserved and widely expressed proteins that commonly used as markers of lipid rafts. Flotillins are involved in various signaling pathways, cell adhesion, membrane trafficking and axonal growth.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiang Li	34803501	Int J Biol Sci	WB
Weidong Liu	29115528	Oncol Rep	WB
Hongjuan Xu	35173544	Int J Biol Sci	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 28208-1-AP (Flotillin 2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28208-1-AP (Flotillin 2 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.