

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TTC12



Numéro de catalogue: 28216-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 28216-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC032355	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 54970	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:100-1:600 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: tetra-tricopeptide repeat domain 12	
Isotype: IgG	MW calculé: 79 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG28199	MW observés: 79 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules SH-SY5Y, cellules U-251 IHC : tissu de cancer du poumon humain, IF : cellules A549,
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28216-1-AP (TTC12 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A549 cells using 28216-1-AP (TTC12 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 28216-1-AP (TTC12 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).