

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CTC1



Numéro de catalogue: 28268-1-AP **Phare**

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
28268-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG28167

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC111783

Identification du gène (NCBI):  
80169

Nom complet:  
chromosome 17 open reading frame  
68

MW calculé  
1217 aa, 135 kDa

MW observés:  
135-150 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:3000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules K562

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28268-1-AP (C17orf68 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of C17orf68 antibody (28268-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-C17orf68 transfected HeLa cells.