

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL-15



Numéro de catalogue: 28455-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

28455-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018149

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

3600

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

Nom complet:

interleukin 15

MW calculé

18 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG29395

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu d'amygdalite humain, tissu d'intestin grêle humain

Demandes citées:

Cell treatment

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaoke Chen	36205624	Eur J Immunol	Cell treatment

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 28455-1-AP (IL15 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 28455-1-AP (IL15 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).