

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HSPA14



Numéro de catalogue: 28503-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

28503-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC119690

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Identification du gène (NCBI):

51182

Nanodrop;

Nom complet:

heat shock 70kDa protein 14

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IF 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

MW observés:

55 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG27240

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules K-562

Spécificité de l'espèce:

Humain

IF : cellules K-562,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28503-1-AP (HSPA14 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed K-562 cells using HSPA14 antibody (28503-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).