

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Integrin Beta 5



Numéro de catalogue: 28543-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

28543-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG29783

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006541

Identification du gène (NCBI):

3693

Nom complet:

integrin, beta 5

MW calculé

88 kDa

MW observés:

100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jikai Wang	33991211	Exp Brain Res	IF
Yangyang Ye	35315725	Technol Cancer Res Treat	WB
Can Hu	35166002	Aging Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28543-1-AP (Integrin beta-5 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.