

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RSPO4



Numéro de catalogue: 28559-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

28559-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 380 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG29308

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001029871

Identification du gène (NCBI):

343637

Nom complet:

R-spondin family, member 4

MW calculé

26 kDa

MW observés:

~19 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de rat,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Rat brain tissue lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28559-1-AP (RSPO4 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.