

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDA



Numéro de catalogue: 28579-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

28579-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG29507

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001785

Identification du gène (NCBI):

978

Nom complet:

cytidine deaminase

MW calculé

16 kDa

MW observés:

16 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Congjun Zhang	34458141	Front Oncol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28579-1-AP (CDA antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.