

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-Phospho-mTOR (Ser2481)



Numéro de catalogue: 28879-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

28879-1-AP

Taille:

100ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC117166

Identification du gène (NCBI):

2475

Nom complet:

FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1

MW calculé

289 kDa

MW observés:

250-289 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules NIH/3T3 traitées à l'insuline,

## Informations générales

MTOR, also named FRAP1, FRAP, FRAP2, and RAPT1, belongs to the PI3/PI4-kinase family. MTOR is a Ser/Thr protein kinase that functions as an ATP and amino acid sensor to balance nutrient availability and cell growth. MTOR is the kinase subunit of both mTORC1 and mTORC2, which regulate cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals. mTORC1 is activated in response to growth factors or amino acids. mTORC2 is also activated by growth factors but seems to be nutrient-insensitive. mTORC2 seems to function upstream of Rho GTPases to regulate the actin cytoskeleton, probably by activating one or more Rho-type guanine nucleotide exchange factors. mTORC2 promotes the serum-induced formation of stress fibers or F-actin. mTOR is phosphorylated at Ser2448 via the PI3 kinase/Akt signaling pathway and autophosphorylated at Ser2481. mTOR plays a key role in cell growth and homeostasis and may be abnormally regulated in tumors.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Baomei Xia	33307051	J Ethnopharmacol	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Nontreated and insulin-treated NIH/3T3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28879-1-AP (Phospho-mTOR (Ser2481) antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.