

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SARS-COV-2 NSP8



Numéro de catalogue: 29262-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
29262-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG30932

Numéro d'acquisition GenBank:
YP_009742615

Identification du gène (NCBI):
43740578

Nom complet:
ORF1ab

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Virus

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SARS-CoV-2 Envelope protein Antibody (29262-1-AP) tested by ELISA. SARS-COV-2 NSP8 protein was coated onto microtiter plates at 1 µg/well and then incubated with a dilution series of SARS-COV-2 NSP8 Antibody (29262-1-AP). Bound antibodies were detected with HRP conjugated anti-Rabbit IgG followed by incubation with HRP Substrate and then measuring the resulting absorbance at 450 nm.