

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-SARS-COV-2 NSP12



Numéro de catalogue: 29264-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

29264-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG30931

Numéro d'acquisition GenBank:

YP\_009725307

Identification du gène (NCBI):

43740578

Nom complet:

ORF1ab

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Virus

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



SARS-CoV-2 Envelope protein Antibody (29264-1-AP) tested by ELISA. SARS-COV-2 NSP12 protein was coated onto microtiter plates at 1 µg/well and then incubated with a dilution series of SARS-COV-2 NSP12 protein Antibody (29264-1-AP). Bound antibodies were detected with HRP conjugated anti-Rabbit IgG followed by incubation with HRP Substrate and then measuring the resulting absorbance at 450 nm.