

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SARS-COV-2 NSP5



Numéro de catalogue: 29286-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
29286-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 450 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG30934

Numéro d'acquisition GenBank:
YP_009742612

Identification du gène (NCBI):
43740578

Nom complet:
ORF1ab

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
IF, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Virus

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**



For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of 4% PFA fixed HEK293T cells overexpressing ACE2 and TMPRSS2 using NSP5 antibody (29286-1-AP, green) at dilution of 1:200. Cells were infected with virus (dsRNA, in red, MOI 0.01, 48hpi). The images were credited by Dr. Irene Chen, Gladstone Institute.

SARS-CoV-2 Envelope protein Antibody (29286-1-AP) tested by ELISA. SARS-CoV-2 NSP5 protein was coated onto microtiter plates at 1 µg/well and then incubated with a dilution series of SARS-CoV-2 NSP5 protein Antibody (29286-1-AP). Bound antibodies were detected with HRP conjugated anti-Rabbit IgG followed by incubation with HRP Substrate and then measuring the resulting absorbance at 450 nm.