

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EHMT2



Numéro de catalogue: 29303-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 29303-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC018718	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 10919	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2	
Isotype: IgG	MW calculé 1210 aa, 132 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG29160	MW observés: 160-180 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HepG2, cellules NIH/3T3 IHC : tissu de cancer du poumon humain, tissu de carcinome urothélial humain
Demandes citées: IHC, IP, WB	
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	
Espèces citées: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lina Wang	35641480	Oncogenesis	WB,IP
Suzhen Sun	37071303	Mol Biotechnol	IHC

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29303-1-AP (EHMT2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 29303-1-AP (EHMT2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).