

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-S1PR1



Numéro de catalogue: 29318-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

29318-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG28083

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018650

Identification du gène (NCBI):

1901

Nom complet:

sphingosine-1-phosphate receptor 1

MW calculé

43 kDa

MW observés:

45-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y, tissu cérébral de souris, tissu pulmonaire de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29318-1-AP (S1PR1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.