

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-SFXN5



Numéro de catalogue: 29358-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

29358-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101312

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by 94097

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

sideroflexin 5

Nanodrop;

Hôte:

Lapin

MW calculé

Isotype:

340 aa, 37 kDa

IgG

MW observés:

37 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG16203

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:16000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

## Informations générales

SFXN5 (Sideroflexin-5) is an astrocytic mitovesicle protein. In brown adipose tissue, it is key modulators of the widely studied thermogenic protein uncoupling protein 1 (UCP1). (PMID: 36334589, PMID: 35904699)

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)

W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29358-1-AP (SF<sub>XN</sub>5 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.