

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SOX11



Numéro de catalogue: 29395-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

29395-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 1000 µg/ml by 6664
Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG30020

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_003108

Identification du gène (NCBI):

6664

Nom complet:

SRX (sex determining region Y)-box
11

MW calculé

47 kDa

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain fœtal, cellules Y79

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shaoqin Tu	36910334	Stem Cells Int	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29395-1-AP (SOX11 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.