

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZHX3



Numéro de catalogue: 29397-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

29397-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_015035

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1100 µg/ml by 23051

Identification du gène (NCBI):

23051

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Nanodrop;

Nom complet:

zinc fingers and homeoboxes 3

Hôte:

Lapin

MW calculé

105 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

130 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG30023

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules MCF-7

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

ZHX3 is a member of the zinc fingers and homeoboxes (ZHX) gene family. ZHX3 is a ubiquitous transcriptional repressor expressed in human cells and tissues.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29397-1-AP (ZHX3 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.