

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ERLEC1



Numéro de catalogue: 29773-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	29773-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	NM_015701	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	27248	Dilutions recommandées:	WB 1:500-1:3000 IHC 1:50-1:500
Hôte:	Lapin	Nom complet:	chromosome 2 open reading frame 30		
Isotype:	IgG	MW calculé	55 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG31135	MW observés:	50-55 kDa		

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, tissu de côlon de souris, tissu hépatique de rat, tissu hépatique de souris

IHC : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29773-1-AP (ERLEC1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 29773-1-AP (ERLEC1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 29773-1-AP (ERLEC1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).