

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPINK5



Numéro de catalogue: 29808-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 29808-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_001127698	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 11005	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000
Hôte: Lapin	Nom complet: serine peptidase inhibitor, Kazal type 5	
Isotype: IgG	MW calculé 121 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG30432	MW observés: 120-130 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules COLO 320,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29808-1-AP (SPINK5 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.