

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM73B



Numéro de catalogue: 29811-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
29811-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 400 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG30577

Numéro d'acquisition GenBank:
BC009114

Identification du gène (NCBI):
84895

Nom complet:
family with sequence similarity 73,
member B

MW observés:
65-70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HeLa, cellules U2OS

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29811-1-AP (FAM73B antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.