

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC39



Numéro de catalogue: 29817-1-AP

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 29817-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> NM_181426	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 339829	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:500-1:2000
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> coiled-coil domain containing 39	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé:</b> 110 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG31067	<b>MW observés:</b> 110 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> WB, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b> WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain, rat, souris	

## Informations générales

CCDC39 (Coiled-coil domain-containing protein 39) is an axonemal protein whose absence results in failure to correctly assemble DNALI1-containing inner dynein arm complexes, the DRC (dynein regulatory complex) and the radial spokes, thereby causing axonemal disorganization and dyskinetic beating. Alternatively, CCDC39 could participate in the transport of the inner dynein arms and DRC (PMID: 21131972). Its calculated molecular weight and observed molecular weight are both 110kDa.

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29817-1-AP (CCDC39 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.