

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BAG2



Numéro de catalogue: 29820-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

29820-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG30873

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004282

Identification du gène (NCBI):

9532

Nom complet:

BCL2-associated athanogene 2

MW calculé

24 kDa

MW observés:

25-27 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HepG2, cellules MG U-87, cellules U-251, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Maoge Zhou	37485370	iScience	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29820-1-AP (BAG2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.