

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADAM17



Numéro de catalogue: 29948-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 29948-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC136783	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6868	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:16000
Hôte: Lapin	Nom complet: ADAM metallopeptidase domain 17	
Isotype: IgG	MW calculé 824 aa, 93 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG32418		

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HUVEC,
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	

Informations générales

The ADAMs (A Disintegrin And Metalloprotease) are multidomain transmembrane proteins. One of the first ADAMs implicated in membrane shedding is ADAM-17, which is shown to release the active form of tumor necrosis factor (TNF)-α from its precursor (PMID:18238782). ADAM17 is also named as CSVp, TACE. The full length protein has 9 glycosylation sites, a signal peptide, propeptide and 2 isoforms produced by alternative splicing. The 120-kDa form of ADAM-17 is expressed more frequently and at higher levels in primary breast carcinomas compared with normal breast tissue (PMID:17438092).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29948-1-AP (ADAM17 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



HUVEC cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29948-1-AP (ADAM17 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.