

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PDK1



Numéro de catalogue: 30004-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 30004-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: NM_002610	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 5163	
Hôte: Goat	Nom complet: pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1	
Isotype: IgG	MW calculé 63 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

