

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-E-selectin / CD62E



Numéro de catalogue: 30205-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 30205-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC142711	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6401	Dilutions recommandées: IHC 1:500-1:2000
Hôte: Lapin	Nom complet: selectin E	
Isotype: IgG	MW calculé 610 aa, 67 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG31820		

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu d'appendicite humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

E-selectin, also known as ELAM-1 or CD62E, is a member of the selectin family of adhesion molecules that also includes L-selectin and P-selectin. E-selectin is an inducible endothelial cell surface molecule. Its expression on endothelial cells is transcriptionally upregulated by various proinflammatory substances such as IL-1, TNF α and lipopolysaccharide (LPS). Besides, it can be secreted by endothelial cells, and can be detected in a soluble form (sE-selectin) in serum. During inflammation, E-selectin plays an important part in recruiting leukocytes to the site of injury. (PMID: 2827173; 1382417; 8943958)

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human appendicitis tissue slide using 30205-1-AP (E-selectin / CD62E antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human appendicitis tissue slide using 30205-1-AP (E-selectin / CD62E antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).