

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SHISA8



Numéro de catalogue: 30240-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 30240-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_001353438	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 440829	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: transmembrane protein 46-like	
Isotype: IgG	MW calculé 42KD	
Immunogen Catalog Number: AG31420		

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu pulmonaire humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

The least studied AMPAR-interacting member of the Shisa protein family is SHISA8 (CKAMP39). In HEK293 cells, SHISA8 significantly affected AMPAR-mediated current kinetics, such as current amplitude, as well as AMPAR desensitization and recovery from desensitization (PMID:33892364).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung tissue slide using 30240-1-AP (SHISA8 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung tissue slide using 30240-1-AP (SHISA8 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).