

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IQGAP2



Numéro de catalogue: 30692-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

30692-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG33518

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006633

Identification du gène (NCBI):

10788

Nom complet:

IQ motif containing GTPase activating protein 2

MW calculé

181 kDa

MW observés:

181 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HuH-7, cellules Ramos, plaquettes de sang périphérique humain, tissu testiculaire de souris

Informations générales

IQGAP2, a member of the IQGAP family, functions as a tumor suppressor in most of the cancers. IQGAP2 contains three IQ domains, one calponin homology domain, one Ras-GAP domain and one WW domain. IQGAP2 interacts with components of the cytoskeleton, with cell adhesion molecules, and with several signaling molecules to regulate cell morphology and motility. It also acts as a tumor suppressor and has been found to play a role in regulating innate antiviral responses.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 30692-1-AP (IQGAP2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.