

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CXCR7



Numéro de catalogue: 51024-1-AP

9 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

51024-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036661

Identification du gène (NCBI):

57007

Nom complet:

chemokine (C-X-C motif) receptor 7

MW calculé

362 aa, 41 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

FC, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

## Informations générales

CXCR7, also named as CMKOR1, GPR159 and RDC1, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. It is a receptor for CXCL12/SDF1. CXCR7 acts as coreceptor with CXCR4 for a restricted number of HIV isolates. CXCR7 was shown to contribute to neoangiogenesis in prostate cancer and to promote tumor cell proliferation in breast cancer and adenocarcinoma of the lung.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Brennecke Patrick P	24040160	PLoS One	IHC
Jianjun Bi	26490988	Tumour Biol	WB
Yoshihiro Umezawa	28974577	J Biol Chem	FC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

